


Anti-Mth1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P36639

품목 번호: CM0008124



소개

WB 및 ELISA에 검증된 인간 MTH1 (NUDT1)에 대한 고품 토끼 단일클론 항체입니다. 산화된 퓨린 뉴클레오사이드 삼인산 가수분해효소, 즉 뉴클레오타이드 폴의 핵심 정제제(sanitizer)를 검출하며, 단백질 크기는 18 kDa입니다. 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTH1 Rabbit mAb
비고/별칭	MTH1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4521
GeneID	4521
면역원(Immunogen)	인간 MTH1 (P36639)의 아미노산 50-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P36639
단백질 크기(Protein Weight)	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)