

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Mthfd2 Rabbit Monoclonal Antibody - P13995

품목 번호: CM0007035



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 MTHFD2 토끼 단일클론 항체로, 인간 및 마우스 MTHFD2와 반응합니다. 미토콘드리아 일탄소 대사 연구를 위한 핵심 시약입니다. (P13995)

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	MTHFD2 Rabbit mAb
비고/별칭	NMDMC; MTHFD2
종	인간
GeneID (Human)	10797
면역원	인간 MTHFD2의 아미노산 40-250 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_006627.2)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P13995
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백