

## 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, Elisa용 Anti-Mthfd2 Rabbit Polyclonal Antibody - P13995

품목 번호: CM0017762



### 소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 MTHFD2(이중기능 메틸렌테트라하이드로폴산 탈수소효소/사이클로하이드롤레이스)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 일탄소 대사 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명            | MTHFD2 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭          | NMDMC; MTHFD2                                                   |
| 종              | 인간                                                              |
| GeneID (Human) | 10797                                                           |
| GeneID         | 10797                                                           |
| 면역원            | 인간 MTHFD2 (NP_006627.2)의 아미노산 40-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천             | 토끼                                                              |
| 범주             | 폴리클로날 항체                                                        |
| 적용 분야          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                        |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                                     |
| SWISS          | P13995                                                          |
| 단백질 분자량        | 38kDa                                                           |
| 배송             | 아이스백                                                            |