

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mthfr 단클론 항체 - P42898

품목 번호: CM0006677



소개

인간 MTHFR(메틸렌테트라하이드로폴산 환원효소)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 쥐 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 엽산 경로 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTHFR Rabbit mAb
비고/별칭	MTHFR
종 특이성	인간
GeneID (Human)	4524
GeneID	4524
면역원	인간 MTHFR (NP_005948.3)의 아미노산 363-656에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	P42898
단백질 분자량	75 kDa
배송	아이스백