


Wb, Elisa용 Anti-Mtif3 폴리클로날 항체 - Q9H2K0

품목 번호: CM0029735



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 MTIF3 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 MTIF3에 특이적이며, 단백질 합성을 위해 28S 리보솜 소단위체의 가용성을 촉진하는 미토콘드리아 번역 개시 인자입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MTIF3 Rabbit pAb
비고/별칭	IF3mt; MTIF3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	219402
GeneID	219402
면역원(Immunogen)	인간 MTIF3 (NP_690876.3)의 아미노산 1-278에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q9H2K0
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)