


Wb, Elisa용 항-Mtif3 다클론 항체 - Q9H2K0

품목 번호: CM0016065



소개

인간 MTIF3(IF3mt)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 MTIF3를 검출합니다. 미토콘드리아 단백질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTIF3 토끼 pAb
비고/별칭	IF3mt; MTIF3
종	인간
유전자 ID (인간)	219402
유전자 ID	219402
면역원	인간 MTIF3 (NP_690876.3)의 아미노산 1-278에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H2K0
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백