

Wb 및 Elisa용 항Mtmr1 토끼 다클론 항체 - Q13613

품목 번호: CM0018817



소개

포스파티딜이노시톨-3-인산 포스파타아제인 MTMR1에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 시료의 WB와 ELISA에 사용 가능하며 지질 대사 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MTMR1 토끼 pAb
비고/별칭	MTMR1
종	인간
유전자 ID (인간)	8776
유전자 ID	8776
면역원	인간 MTMR1 (NP_003819.1)의 아미노산 300-400에 상응하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13613
단백질 분자량	75kDa
배송 방식	아이스 팩