

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mtmr14 폴리클론항체 - Q8Nce2

품목 번호: CM0029610

소개

PI3P 및 PI(3,5)P2를 탈인산화하는 인지질 3,5-이중인산 3-인산효소인 MTMR14에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 지질 신호전달 및 자가포식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTMR14 Rabbit pAb
비고/별칭	C3orf29; MTMR14
종	인간
GeneID (인간)	64419
GeneID	64419
면역원	인간 MTMR14 (NP_001070993.1)의 아미노산 335-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NCE2
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백