

Anti-Mtmr14 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Nce2

품목 번호: CM0021520



소개

MTMR14 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스 MTMR14에 대한 반응성을 가집니다. 이 항체는 인지질 대사에 관여하는 지질 인산가수분해효소 MTMR14를 표적으로 하여, 세포 신호 전달 및 포스포이노시타이드 조절과 관련된 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTMR14 Rabbit pAb
비고/별칭	C3orf29; MTMR14
종	인간
유전자 ID (인간)	64419
유전자 ID	64419
면역원	재조합 단백질 인간 MTMR14의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001070993.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NCE2
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백