


Wb, Elisa용 항Mtmr2 토끼 다클론 항체 - Q13614

품목 번호: CM0025431



소개

인간 MTMR2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 면역원은 아미노산 404-643에 해당합니다. 오파지 및 근튜불라린 관련 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTMR2 토끼 pAb
비고/별칭	CMT4B; CMT4B1; MTMR2
종	인간
유전자ID	8898
면역원	인간 MTMR2 (NP_057240.3)의 아미노산 404-643에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13614
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩