

Ihc-P, Elisa용 항-Mtmt4 다클론 항체 - Q9Nya4

품목 번호: CM0025265

소개

인간 MTMR4(포스파티딜이노시톨-3,5-이인산 3-포스파타아제)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. IHC-P와 ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 교차 반응합니다. 엔도솜 수송 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTMR4 토끼 pAb
비고/별칭	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
종	인간
유전자 ID (인간)	9110
유전자 ID	9110
면역원	인간 MTMR4 (NP_004678.3)의 아미노산 570-820에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NYA4
단백질 분자량	133kDa
배출 방법	아이스 백