

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mtmr4 토끼 다클론 항체 - Q9Nya4

품목 번호: CM0016918

소개

엔도솜 수송 및 신호 전달에 관여하는 포스파티딜이노시톨-3,5-이인산 3-포스파타아제인 인간 MTMR4에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTMR4 토끼 pAb
비고/별칭	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
종	인간
GeneID (인간)	9110
GeneID	9110
면역원	인간 MTMR4 (NP_004678.3)의 아미노산 920-1195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NYA4
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스백