


Wb, Elisa용 항-Mtmr6 토끼 다클론 항체 - Q9Y217

품목 번호: CM0015981



소개

T 세포 신호 전달 및 내포작용에 관여하는 지질 포스파타아제 MTMR6을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 면역검출 및 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTMR6 토끼 pAb
비고/별칭	MTMR6
종	인간
유전자 ID (인간)	9107
유전자 ID	9107
면역원	인간 MTMR6 (NP_004676.3)의 아미노산 382-621에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y217
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백