

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mtmr8 토끼 다클론 항체 - Q96Ef0

품목 번호: CM0023500



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 MTMR8 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

자가포식을 조절하는 지질 포스파타아제인

MTMR8(Q96EF0)을 표적으로 하며, 자가포식 및 지질 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTMR8 토끼 pAb
비고/별칭	MTMR8
종	인간
유전자 ID (인간)	55613
유전자 ID	55613
면역원	인간 MTMR8 (NP_060147.2)의 아미노산 430-560에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96EF0
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스 팩