

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mtmr9 토끼 다클론 항체 - Q96Qg7

품목 번호: CM0016675

소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 MTMR9 토끼 다클론 항체입니다. 미오투블라린 관련 포스파테이스 조절, 거대자가포식 및 세포사멸 연구에 적합합니다. - Q96QG7

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTMR9 토끼 pAb
비고/별칭	MTMR8; C8orf9; LIP-STYX; MTMR9
종	인간
유전자 ID	66036
면역원	재조합 단백질: 인간 MTMR9(NP_056273.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96QG7
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩