


항-Mtnr1A 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa) - P48039

품목 번호: CM0013748



소개

인간 MTNR1A(멜라토닌 수용체 유형 1A)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 예측 분자량은 39kDa입니다. 일주기 리듬 및 수면 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTNR1A 토끼 pAb
비고/별칭	MT1; MEL-1A-R; MTNR1A
종	인간
유전자 ID	4543 (인간)
면역원	인간 MTNR1A의 아미노산 281-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005949.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P48039
단백질 분자량	39kDa
배송	얼음팩