

웨스턴 블롯, If/Icc, Ip, Elisa용 안티-Mtor Rabbit Polyclonal Antibody - P42345

품목 번호: CM0014884



소개

인간과 마우스 mTOR(P42345)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, 면역침강, ELISA에 사용 가능합니다. 세포 성장, 대사, 자가포식에서의 mTOR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	mTOR Rabbit pAb
비고/별칭	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
종	인간
유전자 ID	2475
면역원	인간 mTOR (NP_004949.1)의 아미노산 2400-2500 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P42345
단백질 분자량	289kDa
배송	아이스 팩