

Wb, Elisa용 Anti-Mtpap 토끼 다클론 항체 - Q9Nvv4

품목 번호: CM0019844



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 인간 MTPAP(PAPD1/SPAX4/TENT6)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 미토콘드리아 RNA 처리 및 히스톤 mRNA 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTPAP 토끼 pAb
비고/별칭	PAPD1; SPAX4; TENT6; MTPAP
종	인간
유전자 ID(인간)	55149
유전자 ID	55149
면역원	인간 MTPAP(NP_060579.3)의 아미노산 383-582에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NVV4
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩