


Wb, Elisa용 Anti-Mtrr 토끼 다클론 항체 - Q9UbK8

품목 번호: CM0013798



소개

인간 MTRR(메티오닌 합성효소 환원효소)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 메티오닌 및 엽산 항상성 연구에 적합합니다. 인간 샘플과 반응하며, 예측 분자량은 78kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MTRR 토끼 pAb
비고/별칭	MSR; cblE; MTRR
종	인간
GeneID(인간)	4552
GeneID	4552
면역원	인간 MTRR(NP_002445.2)의 아미노산 50-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UBK8
단백질 중량	78kDa
배송	아이스팩