


Wb 및 Elisa용 항Mtss1 토끼 다클론 항체 - O43312

품목 번호: CM0017350



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 인간 MTSS1(MIM, 전이 억제인자 1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 MTSS1과 반응합니다. 암 전이 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MTSS1 토끼 pAb
비고/별칭	MIM; MIMA; MIMB; MTSS1
종	인간
유전자ID	9788
면역원	인간 MTSS1(NP_055566.3)의 아미노산 630-730에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43312
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스 팩