

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mttp 토끼 다클론 항체 - P55157

품목 번호: CM0024520



소개

인간 MTP(미세소관 트리글리세라이드 전이 단백질 큰 서브유닛)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 지질 수송 및 지단백질 조립 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTTP 토끼 pAb
비고/별칭	ABL; MTP; MTTP
종	인간
GeneID (인간)	4547
GeneID	4547
면역원	인간 MTTP (NP_000244.2)의 아미노산 550-650 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P55157
단백질 분자량	99kDa
배송 방식	아이스팩