

Wb, Elisa용 Anti-Mtus1 폴리클론항체 - Q9Uld2

품목 번호: CM0015590

소개

인간 MTUS1을 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. MTUS1은 세포 증식 및 유사 분열에 관여하는 미세소관 관련 종양 억제 단백질이며, 종양학 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTUS1 Rabbit pAb
비고/별칭	ATBP, ATIP, ICIS, MP44, ATIP3, MTSG1, MTUS1
종	인간
유전자 ID (인간)	57509
유전자 ID	57509
면역원	인간 MTUS1 (NP_065800.1)의 아미노산 207-436에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9ULD2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백