

Wb 및 Elisa용 Anti-Mtus2 폴리클로널 항체 (Tip150) - Q5Jr59

품목 번호: CM0020223

소개

인간 MTUS2 (미세소관 관련 종양 억제 유전자 후보 2, TIP150)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미세소관 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTUS2 Rabbit pAb
비고/별칭	ICIS; CAZIP; TIP150; KIAA0774; MTUS2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	23281
GeneID	23281
면역원	재조합 단백질 인간 MTUS2 (NP_056048.1)의 아미노산 49-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q5JR59
단백질 분자량	150kDa
배송	아이스 팩