

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mtx2 폴리클로널 항체 - O75431

품목 번호: CM0028973

소개

CamelBio는 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 anti-MTX2 토끼 폴리클로널 항체를 공급합니다. 단백질 수송에 관여하는 미토콘드리아 외막 단백질인 인간, 쥐, 랫트의 메타신-2(metaxin-2)를 검출합니다. IVD 연구 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MTX2 Rabbit pAb
비고/별칭	MDPS; metaxin-2; MTX2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10651
유전자 ID	10651
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (인간 MTX2 (NP_006545.1)의 아미노산 1-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75431
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백