


Anti-Mu Opioid Receptor (Mor) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35372

품목 번호: CM0022588



소개

인간 Mu Opioid Receptor (MOR)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트 MOR과 반응합니다. 오피오이드 신호 전달 및 중독 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mu Opioid Receptor(MOR) Rabbit pAb
비고/별칭	MOP; MOR; LMOR; MOR1; OPRM; M-OR-1; Mu Opioid Receptor(MOR)
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	4988
Gene ID	4988
면역원(Immunogen)	인간 Mu Opioid Receptor(MOR) (NP_000905.3)의 아미노산 354-388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P35372
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)