

웨스턴 블롯, IHC-P, Elisa용 Anti-Muc1 폴리클론 항체 - P15941

품목 번호: CM0013832



소개

인간 MUC1(Mucin-1, CA15-3)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 암 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MUC1 Rabbit pAb
비고/별칭	EMA, MCD, PEM, PUM, KL-6, MAM6, MCKD, PEMT, CD227, H23AG, MCKD1, MUC-1, ADMCKD, ADTKD2, Ca15-3, ADMCKD1, CA 15-3, MUC-1/X, MUC1/ZD, MUC-1/SEC, MUC1
종	인간
유전자 ID (인간)	4582
면역원	인간 MUC1(P15941)의 아미노산 1182-1255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15941
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스백