

Wb, Elisa용 Anti-Muc1 토끼 다클로날 항체 - P15941

품목 번호: CM0023174



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 anti-MUC1 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 MUC1와 반응합니다. 암 바이오마커 연구 및 상피세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MUC1 Rabbit pAb
비고/별칭	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	4582
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 MUC1 (P15941)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P15941
단백질 분자량	122kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)