

Wb 및 Elisa용 Anti-Muc16 (Ca125) 다클론 항체 - Q8Wxi7

품목 번호: CM0020317



소개

인간 CA125(MUC16)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 난소암 연구에 적합하며, 약 1519 kDa의 당단백질을 검출합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CA125 토끼 pAb
비고/별칭	MUC16; CA125; mucin-16
종	인간
GeneID (인간)	94025
면역원	인간 CA125(NP_078966.2)의 아미노산 12660-12923에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8Wxi7
단백질 분자량	1519kDa
배송	아이스팩