

웨스턴 블롯, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Muc16/Ca125 단일클론 항체 - Q8Wxi7

품목 번호: CM0006272



소개

이 인간 MUC16/CA125에 대한 토끼 단일클론 항체는 웨스턴 블롯, IHC-P, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 재조합 면역원은 특이성을 보장하며 난소암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MUC16/CA125 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CA125; MUC16
종	인간
GeneID (인간)	94025
GeneID	94025
면역원	인간 MUC16/CA125 (NP_078966.2)의 아미노산 12660-12923에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WXI7
단백질 분자량	1519kDa
배송	아이스백