

If-P, Ihc-P, Elisa용 항Muc2 단클론 항체 - Q02817

품목 번호: CM0004532



소개

인간 MUC2(뮤신-2)에 대한 토끼 단클론 항체로, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 면역원: 아미노산 858-1259를 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. 장 점막 장벽 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MUC2 토끼 mAb
비고/별칭	MLP; SMUC; MUC-2
종	인간
유전자ID (인간)	4583
유전자ID	4583
면역원	인간 MUC2 (NP_002448.4)의 아미노산 858-1259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02817
단백질 분자량	551kDa
배송 방식	아이스 팩