

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Muc2 단일클론 항체 - Q02817

품목 번호: CM0012271



소개

인간 MUC2에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 점막 장벽 및 면역학 연구에서 장 뮤신-2 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MUC2 토끼 mAb
비고/별칭	MLP, SMUC, MUC-2, MUC2
종	인간
유전자 ID	4583
면역원	합성 펩타이드(인간 MUC2의 aa 5000-5100)
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q02817
단백질 분자량	551 kDa
배송	아이스팩