

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Muc2 다클론 항체 - Q02817

품목 번호: CM0015320



소개

인간 MUC2(장 뮤신-2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 점막 장벽, 결장암 및 구리 대사 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MUC2 토끼 pAb
비고/별칭	MLP; SMUC; MUC-2; MUC2
종	인간
유전자ID (인간)	4583
유전자ID	4583
면역원	인간 MUC2 (NP_002448.4)의 아미노산 850-1270에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02817
단백질 분자량	551 kDa
배송 방식	아이스백