

Wb 및 Elisa용 Anti-Muc20 토끼 다클론 항체 - Q8N307

품목 번호: CM0023450

소개

인간 MUC20에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. MET 신호 전달의 조절 인자인 인간, 마우스, 랫트 MUC20을 인식합니다. 신장 및 비뇨생식기 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MUC20 Rabbit pAb
비고/별칭	MUC-20; MUC20
종(Species)	Human
GeneID (인간)	200958
GeneID	200958
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드; 인간 MUC20 (NP_689886.3)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8N307
단백질 분자량	72kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)