

웨스턴 블롯, IHC-P, Elisa용 Anti-Muc4 단일클론 항체 - Q99102

품목 번호: CM0010584

소개

고분자량 막결합 뮤신인 인간 MUC4에 대한 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨; 쥐와 교차반응. 종양학 및 상피 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MUC4 Rabbit mAb
비고/별칭	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
종	인간
GeneID (인간)	4585
GeneID	4585
면역원	인간 MUC4 (Q99102)의 아미노산 4807-4916에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q99102
단백질 분자량	542kDa
배송	아이스팩