

Anti-Muc4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q99102

품목 번호: CM0024347

소개

인간 MUC4에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, Western blot (WB) 및 ELISA 응용에 대해 검증되었습니다. 상피 보호 및 암 진행에 관여하는 막결합 뮤신을 표적합니다. 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MUC4 Rabbit pAb
비고/별칭	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
종	인간
GeneID (Human)	4585
GeneID	4585
면역원	인간 MUC4 (NP_060876.5)의 아미노산 2100-2169에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q99102
단백질 분자량	542kDa
배송	아이스백