

Wb, Elisa용 Anti-Muc6 다클론 항체 - Q6W4X9

품목 번호: CM0022022

소개

인체 MUC6(위 점액소-6)에 대한 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA 검증 완료; 마우스와 교차 반응함. 점막 세포 보호, H. pylori 병리학 및 종양 표지자 분석 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MUC6 토끼 pAb
비고/별칭	MUC-6; MUC6
종	인체
유전자 ID (인체)	4588
유전자 ID	4588
면역원	인체 MUC6의 33-298 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질. (NP_005952.2).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스
SWISS	Q6W4X9
단백질 무게	257KDa
배송	아이스팩