


웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Mucin 5Ac Rabbit Polyclonal Antibody - P98088

품목 번호: CM0021343



소개

586kDa 분비 당단백질인 Mucin 5AC을 검출하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 뮤신 연구, 호흡기/위 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mucin 5AC Rabbit pAb
비고/별칭	TBM; leB; MUC5; mucin; Mucin 5AC (MUC5AC)
종	인간
GeneID (Human)	4586
GeneID	4586
면역원	인간 Mucin 5AC (MUC5AC) (NP_001291288.1)의 아미노산 1550-1900에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P98088
단백질 분자량	586kDa
배송	아이스백