

Anti-Multimerin-1 (Mmrn1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc,
Elisa - Q13201

품목 번호: CM0029038

소개

인간 Multimerin-1 (MMRN1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 MMRN1과 교차 반응합니다. 혈소판 생물학, 혈전증 및 혈관 지혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMRN1 Rabbit pAb
비고/별칭	ECM; MMRN; GPIa*; EMILIN4; MMRN1
종	인간 (Human)
Gene ID	22915
면역원	인간 MMRN1 (NP_031377.2)의 아미노산 1083-1228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q13201
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스백 (Ice bag)