

If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mum1 토끼 단일클론 항체 - Q15306

품목 번호: CM0006764



소개

림프구 세포 신호전달 및 면역 반응에 중요한 전사 인자인 인간 IRF4(MUM1/LSIRF)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. IF-P, IHC-P 및 ELISA 용도로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MUM1 토끼 mAb
비고/별칭	MUM1, LSIRF, SHEP8, NF-EM5, IRF4
종	인간
GeneID(인간)	3662
GeneID	3662
면역원	인간 IRF4(NP_001182215.1)의 아미노산 351~451에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15306
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩