

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mus81 폴리클로날 항체 - Q96Ny9

품목 번호: CM0027067



소개

인간 MUS81(구조 특이적 엔도뉴클레아제로서 DNA 수리 및 게놈 안정성에 관여)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에 적합; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MUS81 Rabbit pAb
비고/별칭	SLX3; MUS81
종	인간
GeneID (인간)	80198
GeneID	80198
면역원	인간 MUS81 (NP_079404.3)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96NY9
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백