

Anti-Musashi-1 (Msi1) 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - O43347

품목 번호: CM0004984

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Musashi-1 (MSI1) 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 생쥐와 반응합니다. 줄기세포 유지 및 Notch 신호 전달에 관여하는 이 39 kDa RNA 결합 단백질의 N-말단 (아미노산 1-100)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명        | Musashi-1 (MSI1) 토끼 단클론 항체                                   |
| 비고/별칭      | MSI1; 무사시 RNA 결합 단백질 1; Musashi-1 (MSI1)                     |
| 종          | 인간                                                           |
| 유전자ID (인간) | 4440                                                         |
| 유전자ID      | 4440                                                         |
| 면역원        | 합성 펩티드 인간 MSI1 (O43347)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다. |
| 기원         | 토끼                                                           |
| 분류         | 단클론 항체                                                       |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성     | 인간, 생쥐                                                       |
| SWISS      | O43347                                                       |
| 단백질 분자량    | 39kDa                                                        |
| 배송         | 아이스백                                                         |