

Anti-Musashi-1 (Msi1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O43347

품목 번호: CM0026951

소개

인간 Musashi-1 (MSI1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 줄기세포 및 신경생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Musashi-1 (MSI1) Rabbit pAb
비고/별칭	MSI1; Musashi-1 (MSI1)
종	인간
유전자 ID	4440
면역원	인간 Musashi-1 (MSI1) (NP_002433.1)의 아미노산 200-362에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O43347
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩