


항무사시-2 (Msi2) 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q96Dh6

품목 번호: CM0002088



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 무사시-2 (MSI2) 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 줄기세포 유지 및 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	무사시-2 (MSI2) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
종	인간
유전자ID (인간)	124540
유전자ID	124540
면역원	합성 펩타이드 인간 무사시-2 (MSI2) (Q96DH6)의 아미노산 200-300번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96DH6
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩