


## Anti-Musashi-2 (Msi2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Dh6

품목 번호: CM0030292



### 소개

Western blot 및 ELISA용 Musashi-2 (MSI2)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. 인간 및 마우스에서 검증되었으며, 단백질 분자량은 35kDa입니다. 줄기세포 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수           | 값                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Musashi-2 (MSI2) Rabbit pAb                                            |
| 비고/별칭          | MSI2H; Musashi-2 (MSI2)                                                |
| 종              | 인간                                                                     |
| GeneID (Human) | 124540                                                                 |
| GeneID         | 124540                                                                 |
| 면역원            | 인간 Musashi-2 (MSI2) (NP_620412.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                                     |
| 분류             | 폴리클론항체                                                                 |
| 적용             | Western Blot, ELISA                                                    |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스                                                                |
| SWISS          | Q96DH6                                                                 |
| 단백질 분자량        | 35kDa                                                                  |
| 배송             | 아이스백                                                                   |