


웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), Elisa용 항-Muscarinic Achr M2 (Acm2)

단일클론항체 - P08172

품목 번호: CM0004021



소개

인간 muscarinic acetylcholine receptor M2 (ACM2)에 대한 재조합 토끼 단일클론항체. 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(파라핀, IHC-P), ELISA에 적합하며, 마우스 및 랫트와 교차반응함. GPCR 신호전달 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Muscarinic AChR M2 (ACM2) Rabbit mAb
비고/별칭	HM2; Muscarinic AChR M2 (ACM2)
종	인간
GeneID	1129
면역원	합성 펩타이드; 인간 Muscarinic AChR M2 (ACM2) (P08172)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P08172
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩