


Anti-Muscarinic Achr M2 (Acm2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P08172

품목 번호: CM0017838



소개

인간 Muscarinic AChR M2 (ACM2/CHRM2)를 표적하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 이 G 단백질 결합 수용체와 관련된 신경과학 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Muscarinic AChR M2 (ACM2) Rabbit pAb
비고/별칭	HM2; Muscarinic AChR M2 (ACM2)
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1129
GeneID	1129
항원(Immunogen)	인간 Muscarinic AChR M2 (ACM2) (NP_001006629.1)의 아미노산 208-388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P08172
단백질 크기(Protein Weight)	52kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)