

Wb, Elisa용 Anti-Musk 폴리클로날 항체 - O15146

품목 번호: CM0026360



소개

사람 MUSK에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 신경근육 접합부 연구 및 시냅스 신호 전달 연구에 이상적입니다. 97kDa 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MUSK Rabbit pAb
비고/별칭	CMS9; FADS; FADS1; MUSK
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4593
GeneID	4593
면역원	사람 MUSK (NP_001159752.1)의 아미노산 424-783에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	O15146
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백