


웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Mut Rabbit Polyclonal Antibody - P22033

품목 번호: CM0028219



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA용 인간 메틸말로닐-CoA 뮤테이스(MUT)에 대한 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 미토콘드리아 대사 및 대사 질환 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MUT Rabbit pAb
비고/별칭	MCM; MUT
종	인간
GeneID (Human)	4594
면역원	인간 MUT (NP_000246.2)의 아미노산 451-750을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22033
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백