


Wb, Elisa용 Anti-Mvb12A 다클론 항체 - Q96Ey5

품목 번호: CM0018986



소개

MVB12A Rabbit pAb는 인간 MVB12A에 대해 토끼에서 생성된 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 랫드와 교차 반응하며 ESCRT-I 복합체 및 엔도사이토시스 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MVB12A Rabbit pAb
비고/별칭	CFBP; FAM125A; MVB12A
종	인간
GeneID (인간)	93343
GeneID	93343
면역원	재조합 단백질 인간 MVB12A(NP_612410.1)의 아미노산 1-273에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q96EY5
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩