

Wb 및 Elisa용 항Mvd 토끼 단클론 항체 - P53602

품목 번호: CM0002643



소개

인간 MVD(디포스포메발로네이트 탈탄산효소)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫트와 교차 반응하며 분자량은 43kDa입니다. 콜레스테롤 생합성 및 메발로네이트 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MVD 토끼 mAb
비고/별칭	MPD; MDDase; POROK7; FP17780; MVD
종	인간
유전자ID (인간)	4597
유전자ID	4597
면역원	합성 펩타이드 인간 MVD (P53602)의 아미노산 250-350 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	P53602
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩